

## SCHIENENBAU



Individuelle Anfertigung von statischen und dynamischen Schienen mit thermoplastischen Schienenmaterial. Die Schienen werden nach Verlauf immer wieder neu angepasst. Kleine Fertigschienen für die Langfinger, vor allem für die Streckung. Die Tragedauer und Art und Weise wird mit dem Patienten besprochen und von Zeit zu Zeit überprüft und angepasst.

### **Statische Schienen:**

- Lagerungsschienen zur Verhütung oder Korrektur von Deformitäten
- Zur Dehnung von Kontrakturen
- Zur Ruhigstellung (Daumenschienen, Handgelenkschienen, Arm-Hand-Schienen)
- Blocking Schienen (schnellende Finger)

### **Dynamische Schienen:**

- Als Ersatz und Wiederherstellung der Sehnengleitfähigkeit
- Zur Muskelkräftigung
- Zur Dehnung von Verkürzungen und Kontrakturen

